

TRIOXINATOR^{MC}

MODE D'EMPLOI

LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES
INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT -
ENREGISTREMENT REQUIS -



 **follicles**^{MC}
Retrouvez fière allure

LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

DANGER

1. Pour éviter les blessures, ne pas utiliser le TRIOXINATOR^{MC} si les tubes en verre sont endommagés.
2. Une poignée sérieusement endommagée du point de vue mécanique peut affecter l'état de la pile au lithium-ion. Une pile au lithium-ion en mauvais état peut déclencher un incendie.
3. Un TRIOXINATOR^{MC} avec une poignée endommagée du point de vue mécanique doit être immédiatement mis au rebut.
4. Ne pas utiliser pendant que l'on prend un bain.
5. Ne pas placer ni entreposer le produit dans un endroit duquel il peut tomber ou être tiré dans une baignoire ou un lavabo.
6. Ne pas placer ni laisser tomber le produit dans de l'eau ou dans un autre liquide.

AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque de brûlure, d'électrocution, d'incendie, ou de blessures aux personnes.

1. Ne pas immerger le TRIOXINATOR^{MC} dans de l'eau ou dans un autre liquide. S'assurer que le TRIOXINATOR^{MC} est maintenu en tout temps éloigné des baignoires et des bassins remplis d'eau.

Également, ne pas placer ni entreposer le TRIOXINATOR^{MC} dans un endroit duquel il peut tomber dans de l'eau ou dans un autre liquide. Si de l'eau ou un autre liquide pénètre dans le TRIOXINATOR^{MC}, le produit peut être irrémédiablement endommagé.

2. Un TRIOXINATOR^{MC} en fonctionnement ne doit jamais être laissé sans surveillance.
3. Il faut exercer une étroite surveillance lorsque le TRIOXINATOR^{MC} est utilisé sur, par, ou près d'enfants ou de personnes invalides.
4. Le TRIOXINATOR^{MC} ne doit pas être utilisé par des enfants.
5. N'utiliser le TRIOXINATOR^{MC} qu'aux fins prévues décrites dans ce manuel. Ne jamais utiliser un adaptateur mural autre que celui fourni avec l'appareil.
6. Ne jamais utiliser le TRIOXINATOR^{MC} s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé extérieurement d'une manière ou d'une autre. Renvoyer immédiatement le TRIOXINATOR^{MC} chez Follicles pour inspection et réparation.
7. Maintenir le cordon de l'adaptateur mural éloigné des surfaces chauffées.
8. Ne jamais utiliser le TRIOXINATOR^{MC} pendant que l'on dort ou lorsqu'on se trouve en état de somnolence.
9. Ne jamais laisser tomber ni insérer un objet ou un liquide dans les orifices du TRIOXINATOR^{MC}.
10. Ne jamais utiliser le TRIOXINATOR^{MC} en présence d'aérosols (produits pulvérisés) ou lorsque de l'oxygène est administré.
11. Ne jamais tenter d'ouvrir le TRIOXINATOR^{MC}.
12. Ne jamais utiliser le TRIOXINATOR^{MC} directement sur les yeux.
13. Consulter un professionnel de la santé si vous êtes enceinte,

portez un stimulateur cardiaque, un appareil auditif ou tout autre appareil médical sur le corps, et voulez utiliser le TRIOXINATOR^{MC}.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

1. Maintenir les tubes en verre propres pour un fonctionnement optimal. Nettoyer régulièrement les tubes en verre avec un désinfectant doux. Pour éviter d'endommager l'appareil, ne pas appliquer d'effort excessif pour nettoyer les tubes en verre.
2. S'assurer qu'aucun produit nettoyant ne pénètre dans l'orifice du connecteur de l'adaptateur, car cela pourrait entraîner un fonctionnement défectueux.
3. Recharger régulièrement la pile pour optimiser la durée de vie de l'appareil.
4. Si un ou plusieurs tubes en verre sont cassés, renvoyer le TRIOXINATOR^{MC} chez Follicles pour inspection ou réparation. Les tubes en verre endommagés du point de vue mécanique ne sont pas couverts par la garantie.
5. Pour des raisons de sécurité, ne jamais tenter de réparer le TRIOXINATOR^{MC}, mais le renvoyer chez Follicles pour inspection ou réparation.

INSTRUCTIONS À L'INTENTION DES UTILISATEURS

Ce produit est destiné à une utilisation domestique uniquement. Son but est d'améliorer l'apparence de la chevelure et de cacher les signes de la perte de cheveux.

FONCTIONNEMENT NORMAL

1. L'appareil ne fonctionne que lorsque l'adaptateur mural est débranché.
2. Il existe cinq positions de réglage qui sont sélectionnées à l'aide du bouton-poussoir.
3. À la position 3, l'activation du bouton-poussoir coupe l'appareil.
4. La lettre E indique que la pile est déchargée.
5. Le TRIOXINATOR^{MC} s'arrête automatiquement après 15 minutes.

CHARGE DE LA PILE

1. Brancher l'adaptateur mural (110-220 V, 50/60 Hz) sur le TRIOXINATOR^{MC}.
2. La lettre C indique que la pile est en charge.
3. La lettre F indique que la pile est complètement chargée.
4. Si le TRIOXINATOR^{MC} reste non chargé pendant plus d'un an, il peut passer en mode de précharge, indiqué au départ par la lettre E clignotant sur l'afficheur.
5. Le TRIOXINATOR^{MC} ne charge pas si la température descend sous le point de congélation ou est supérieure à 45 °C.
6. Il faut moins de quatre heures pour charger complètement une pile déchargée.
7. Une pile complètement chargée dure pendant au moins huit sessions de 15 minutes chacune.
8. Un TRIOXINATOR^{MC} neuf doit être chargé avant la première utilisation.

OBSERVATIONS AU SUJET DE L'UTILISATION DE L'APPAREIL

1. Le temps de massage suggéré pour la partie affectée est de 15 minutes un jour sur deux. Un massage prolongé ou plus fréquent n'augmente pas nécessairement l'efficacité.
2. Régler la puissance pour obtenir un picotement confortable. Un picotement plus prononcé ne donne pas nécessairement de meilleurs résultats.
3. Pour que l'appareil fonctionne normalement, la paume de la main doit être fermement en contact avec la partie supérieure de la poignée. Cette dernière se trouve du même côté que le bouton-poussoir.
4. Pendant le massage du cuir chevelu, s'assurer que les tubes en verre soient le plus possible en contact avec la peau.
5. Pendant le massage de parties du cuir chevelu avec des cheveux, s'assurer que les tubes en verre soient le plus possible en contact avec la peau.
6. Déplacer gentiment et uniformément le TRIOXINATOR^{mc} sur tout le cuir chevelu pour s'assurer que ce dernier est massé uniformément pendant 15 minutes. Ne pas appliquer de pression supplémentaire sur la peau. Le nettoyage régulier des tubes en verre facilite le déplacement en douceur sur la peau.
7. Ne pas utiliser de produit sur les cheveux pendant le massage avec le TRIOXINATOR^{mc}.
8. Les cheveux doivent être propres et sec pendant l'utilisation du TRIOXINATOR^{mc}.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Dans le cas très improbable où de la saleté pénètre dans le connecteur de l'adaptateur et entraîne un fonctionnement défectueux de l'appareil, la procédure ci-dessous peut être utile.

1. Arrêter le TRIOXINATOR^{mc}. S'assurer que la pile n'est pas être déchargée.
2. Brancher l'adaptateur mural dans une prise de courant sous tension.
3. Appuyer sur le bouton-poussoir et le maintenir enfoncé jusqu'à ce qu'une ligne verticale apparaisse sur l'afficheur.
4. Relâcher le bouton-poussoir pendant que la ligne verticale est visible.

RETOUR À L'ETAT ORIGINAL

1. Arrêter le TRIOXINATOR^{mc}. S'assurer que la pile n'est pas être déchargée.
2. Brancher l'adaptateur mural.
3. Appuyer sur le bouton-poussoir et le maintenir enfoncé jusqu'à ce qu'une ligne verticale apparaisse sur l'afficheur.
4. Relâcher le bouton-poussoir après la disparition de la ligne verticale.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

IMPORTANT – LIRE ATTENTIVEMENT! GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT

La présente garantie ne s'applique qu'à l'acheteur d'origine du Tioxinator et ne concerne que la réparation ou le remplacement de l'appareil. Il faut activer la garantie en s'inscrivant sur le site www.follicleshair.com pour en bénéficier.

Accédez au site <http://www.follicleshair.com> et cliquez sur le lien « Garantie » pour activer la garantie. Vous devrez fournir le numéro de série de votre unité (S/N) qui est imprimé sur la présente étiquette.



REMARQUE : Pour bénéficier d'un service sous garantie, il faut présenter un reçu de caisse ou une facture qui atteste que la garantie est encore en vigueur.

Une garantie prolongée peut être achetée en ligne au moment de l'enregistrement. Les modalités de cette garantie sont uniquement fournies en ligne sur le site <http://www.follicleshair.com>.

La garantie limitée de FOLLICLES WORLDWIDE MARKETING GROUP INC. (« FOLLICLES ») couvre ce produit (y compris les accessoires qui l'accompagnent) contre les défauts de matière ou de fabrication selon les modalités ci-dessous :

MAIN-D'ŒUVRE : FOLLICLES réparera ou remplacera à sa discrétion le produit sans frais ou assumera les frais de main-d'œuvre de tout centre autorisé par FOLLICLES pendant un (1) an à compter de la date d'achat originale pour l'acheteur d'origine si le produit est déclaré défectueux. Au-delà de la période de garantie, le demandeur doit assumer tous les frais de main-d'œuvre.

PIÈCES : FOLLICLES fournira sans frais de nouvelles pièces ou des pièces remises à neuf en échange des pièces défectueuses pendant un (1) an à compter de la date d'achat.

EXPÉDITION : La garantie ne couvre pas les frais d'expédition.

EXCLUSIONS :

Les éléments ci-dessous ne sont pas couverts par la garantie limitée du fabricant :

USURE NORMALE : L'entretien, les réparations et les remplacements de pièces causés par l'usure normale sont exclus de la garantie.

PILES : Seules les piles chargées à pleine capacité qui tombent à moins de 80 % de leur capacité prévue au cours de la période de garantie et les piles qui fuient sont couvertes par la garantie.

MAUVAISES UTILISATIONS : Les défauts ou dommages causés par le bris ou le craquement des tubes de verre, la mauvaise façon d'utiliser ou de ranger l'appareil (délibérée ou non), un accident ou une négligence (comme les égratignures, les craquements ou d'autres dommages matériels causés par une mauvaise utilisation); un contact avec un liquide, l'eau, la pluie, l'humidité excessive, une transpiration abondante, le sable ou la poussière (ou toute autre substance similaire), la chaleur extrême ou de la nourriture; l'utilisation du produit ou des accessoires à des fins commerciales ou dans des contextes propices à la mauvaise utilisation ou à des conditions inhabituelles; la connexion à une source électrique inappropriée ou une tentative de réparation par une personne autre qu'un centre autorisé par FOLLICLES; toute autre situation hors de la responsabilité de FOLLICLES, y compris les catastrophes naturelles, sont exclus de la garantie.

UTILISATION DE PRODUITS ET D'ACCESSOIRES NON FABRIQUÉS PAR FOLLICLES : Les défauts ou les dommages causés par l'utilisation de produits non fabriqués par FOLLICLES ou qui n'ont pas été homologués par FOLLICLES ou de matériel périphérique sont exclus de la garantie.

SERVICES OU MODIFICATIONS NON AUTORISÉS : Les défauts ou les dommages causés par la mise en fonction, la mise à l'épreuve, le réglage, l'entretien ou la modification (y compris sans s'y limiter toute modification apportée par une personne autre que FOLLICLES ou un centre autorisé) du produit sont exclus de la garantie.

PRODUITS MODIFIÉS : Tout produit ou accessoire dont (a) les étiquettes du numéro de série ou de la date a été effacées ou modifiées; (b) dont le sceau a été brisé ou montre des signes d'altération; (c) dont le numéro de série ne correspond pas à ce qui a été assigné à l'origine ou dont le boîtier ou les pièces ne proviennent pas de FOLLICLES ou ne sont pas conformes aux exigences de FOLLICLES sont exclus de la garantie.

EFFICACITÉ : La garantie ne couvre pas ce qui a été dit au client et ne s'applique pas à l'efficacité du produit.

LES RÉPARATIONS ET LES REMPLACEMENTS COUVERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE SONT LES SEULS MOYENS À LA DISPOSITION DU CLIENT EN CAS DE DÉFECTUOSITÉ. FOLLICLES N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES-INTÉRÊTS À LA SUITE D'UNE VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE DU PRODUIT.

Follicles Worldwide Marketing Group Inc.
260-4255 Arbutus Street
Vancouver BC V6J 4R1
Canada

Téléphone : 1-866-611-5678
Vancouver BC - 604-732-1183

Email : info@follicleshair.com

<http://www.follicleshair.com>



Fabriqué au Canada

